





waterpik®

GUIDE 2021 DES PRODUITS DE **SANTÉ BUCCO-DENTAIRE**



waterpik® sonic-fusion® 2.0

PROFESSIONAL



1^{RE} BROSSE À DENTS À JET D'EAU AU MONDE

La brosse à dents Sonic-Fusion^{MD} de Waterpik^{MD} passe en douceur du brossage au nettoyage interdentaire et élimine les bactéries et les débris nocifs incrustés entre les dents et sous les gencives qu'un brossage et un nettoyage interdentaire traditionnels ne peuvent pas atteindre.

- 3 modes – Brossage, nettoyage interdentaire, brossage + nettoyage interdentaire
- Éprouvée en clinique
- Jusqu'à 2X plus efficace qu'un brossage et un nettoyage interdentaire ordinaires
- Garantie limitée de trois ans



Comprend :

- 1 tête de brosse de nettoyage interdentaire à l'eau compacte
- 1 tête de brosse de nettoyage interdentaire à l'eau ordinaire
- 1 étui pour brosse à dents

ÉPROUVÉE
EN CLINIQUE



Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées¹.

Jusqu'à 2X plus efficace qu'un brossage et un nettoyage interdentaire ordinaires pour éliminer la plaque¹.



waterpik^{MD} hydropulseur^{MC}

SANS FIL
ADVANCED

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE



Élimine jusqu'à **99,9 %** de la plaque sur les zones traitées¹.




Jusqu'à **50 %** plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives¹.

CONCEPTION ÉTANCHE PORTATIVE. PARFAIT SOUS LA DOUCHE.

L'hydripulseur sans fil Advanced présente un système de charge rapide magnétique en 4 heures, un fonctionnement ultrasilencieux, une conception étanche et une tension universelle. Il est idéal pour les petits espaces, les déplacements et sous la douche. Offert en plusieurs couleurs modernes.

- Portable et léger
- Idéal pour les déplacements et les petites salles de bains
- Réservoir d'eau d'une capacité de 45 secondes
- Charge rapide en 4 heures
- 3 réglages de pression
- Conception très silencieuse
- Étui de rangement pour embouts compris
- Étanche et utilisable sous la douche
- Compatible avec la tension universelle
- Embouts offrant une rotation à 360 degrés
- Sac de voyage en microfibres et bouchon pour le réservoir d'eau pour éviter les fuites durant le transport compris
- Quatre embouts de nettoyage interdentaire à l'eau compris
- Garantie de deux ans

4 EMBOUTS D'HYDROPULSEUR

 Embout classique	- Usage général
 Embout Plaque Seeker [®]	- Implants - Couronnes - Ponts - Appareils de rétention - Usage général
 Embout orthodontique	- Appareils orthodontiques - Usage général



waterpik^{MD} hydropulseur^{MC}

AQUARIUS[®]
PROFESSIONNEL

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE



Élimine jusqu'à
99,9 % de la
plaque sur les
zones traitées¹.






Jusqu'à **50 %**
plus efficace que
la soie dentaire
pour améliorer
la santé des
gencives¹.



POUR UN NETTOYAGE INTERDENTAIRE SIMPLE ET EFFICACE^{MC}

- 10 réglages de pression
- (0,7 à 7,0 bars/10 à 100 psi)
- Système avancé de contrôle de la pression
- Réservoir d'eau d'une capacité de 90 secondes et plus
- Bouton marche/arrêt sur la poignée
- 2 modes – Mode nettoyage interdentaire et mode massage par hydropulsion
- Minuterie de 1 minute et stimulateur de 30 secondes
- Panneau d'information DEL
- Sept embouts de nettoyage interdentaire à l'eau compris
- Garantie limitée de trois ans



7 EMBOUTS COMPRIS	UTILISATION RECOMMANDÉE
 Embout classique	- Usage général
 Embout Plaque Seeker [®]	- Implants - Usage général - Appareils de rétention - Ponts - Couronnes
 Embout orthodontique	- Appareils orthodontiques - Usage général
 Embout Pik Pocket [™]	- Poches parodontales - Furcations
 Embout de brosse à dents	- Usage général

waterpik^{MD} SIDEKICK[®] hydropulseur^{MC}

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE



Élimine jusqu'à
99,9 % de la
plaque sur les
zones traitées¹.

Jusqu'à **50 %**
plus efficace que
la soie dentaire
pour améliorer
la santé des
gencives¹.



PARFAIT POUR LES DÉPLACEMENTS. PARFAIT POUR LA MAISON.

Performance d'un appareil de comptoir dans un format compact de pointe. L'hydropulseur Sidekick[®] de Waterpik^{MD} est parfait pour les déplacements puisqu'il peut être converti pour convenir à la plupart des sacs à main ou porte-documents et qu'il est compatible avec la tension universelle. Il a été prouvé cliniquement que l'hydropulseur Sidekick[®] est plus efficace que le brossage à lui seul pour éliminer la plaque et améliorer la santé des gencives.

- Format compact parfait pour les déplacements
- Compatibilité avec la tension universelle
- Poignée articulée facile à tenir
- Bouton à glissière pour le réglage de la pression
- Étui de voyage de qualité compris
- Garantie limitée de trois ans



waterpik^{MD} hydropulseur^{MC}

BLANCHISSANT
PROFESSIONNEL

ÉPROUVÉ
EN CLINIQUE



Élimine jusqu'à
99,9 % de la
plaque sur les
zones traitées¹.

Jusqu'à **50 %**
plus efficace que
la soie dentaire
pour améliorer
la santé des
gencives¹.

INFUSEUR D'AGENT
BLANCHISSANT
INTÉGRÉ DANS
LA POIGNÉE



Résultats réels



Avant :
Accumulation
de taches de thé



Après 4 semaines
d'utilisation de l'hydropulseur
blanchissant Waterpik






BLANCHIMENT NATUREL PENDANT LE NETTOYAGE INTERDENTAIRE

Le produit idéal pour blanchir naturellement vos dents et rafraîchir votre haleine, avec tous les bienfaits du nettoyage interdentaire à l'eau. Il permet de restaurer la blancheur naturelle de vos dents en seulement 4 semaines. La technologie de l'infuseur d'agent blanchissant mélange parfaitement l'eau à un agent détachant doux qui restaure la blancheur naturelle de vos dents sans les abîmer, élimine la plaque et améliore la santé des gencives.

- 10 réglages de pression
- Réservoir d'eau d'une capacité de 90 secondes et plus
- Bouton marche/arrêt sur la poignée
- Infuseur d'agent blanchissant intégré dans la poignée
- 2 modes – Mode nettoyage interdentaire
- et mode massage par hydropulsion
- Quatre embouts d'hydropulseur blanchissant compris
- Comprend 30 comprimés blanchissants à saveur de menthe fraîche
- Garantie limitée de trois ans

4 EMBOUTS COMPRIS

UTILISATION RECOMMANDÉE

 Embout classique	- Usage général
 Embout orthodontique	- Appareils orthodontiques - Usage général
 Embout Plaque Seeker [®]	- Implants - Appareils de rétention - Couronnes - Usage général - Ponts

OFFERT SUR WATERPIK.CA/FR

Distribution des produits Waterpik^{MD}

La distribution des hydropulseurs Waterpik^{MD} est un excellent moyen de mettre rapidement un produit efficace entre les mains de vos patients et de les amener à avoir des gencives et des dents plus saines! Que vous envisagiez de vendre un produit ou de l'inclure dans un plan de traitement, Waterpik^{MD} offre plusieurs ressources pour vous aider à réussir.



sonic-fusion[®] 2.0

PROFESSIONAL

- Minuterie de brossage de 2 minutes et stimulateur de 30 secondes
- Contrôle avancé de la pression
- Comprend deux têtes de brosse à dents à jet d'eau
- Voyant indicateur de recharge
- Étui de voyage de luxe pour brosse à dents
- Garantie limitée de trois ans
- Remise postale de 30 \$ pour les patients



Bienfaits buccodentaires validés par le ADC:

- L'hydropulseur Waterpik^{MD} éliminait jusqu'à 99% de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 50% plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à deux fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à trois fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.



AQUARIUS[®] PROFESSIONNEL

- Notre hydropulseur le plus avancé
- Bouton marche/arrêt sur la poignée
- 2 modes de nettoyage interdentaire à l'eau – Nettoyage interdentaire et massage
- Comprend 7 embouts d'hydropulseur – pour tous les types de patients
- Minuterie de 1 minute et stimulateur de 30 secondes
- Garantie limitée de trois ans
- Remise postale de 20 \$ pour les patients



Bienfaits buccodentaires validés par le ADC:

- L'hydropulseur Waterpik^{MD} éliminait jusqu'à 99% de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 50% plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à deux fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à trois fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.



SANS FIL ADVANCED

- Rechargeable – Ne nécessite pas de pile
- Système de charge rapide en 4 heures
- Indicateur DEL de charge et de pression
- Étanche pour un nettoyage interdentaire sous la douche
- 3 réglages de pression
- Comprend 4 embouts d'hydropulseur
- Sac de voyage et étui de rangement pour embouts
- Garantie limitée de deux ans
- Remise postale de 20 \$ pour les patients



Bienfaits buccodentaires validés par le ADC:

- L'hydropulseur Waterpik^{MD} éliminait jusqu'à 99% de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 50% plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à deux fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à trois fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.



SIDEKICK®

- Format compact parfait pour les déplacements
- Compatibilité avec la tension universelle
- Poignée articulée facile à tenir
- Bouton à glissière pour le réglage de la pression
- Étui de rangement compris
- Garantie limitée de trois ans



BLANCHISSANT PROFESSIONNEL

- Infuseur d'agent blanchissant intégré dans la poignée
- Réservoir d'eau d'une capacité de 90 secondes
- 30 comprimés blanchissants à saveur de menthe fraîche
- Comprend 4 embouts d'hydropulseur
- Accepté par l'Association dentaire américaine
- Garantie limitée de trois ans




Bienfaits buccodentaires validés par le ADC:

- L'hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu'à 99% de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à 50% plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à deux fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à trois fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.

¹Étude clinique indépendante. Visitez le site waterpik.ca/fr pour obtenir de plus amples détails.

waterpik® PRO CONNECT™

Waterpik^{MD} Pro Connect est la source par excellence pour commander des produits à distribuer et d'essai pour votre cabinet. Créez un compte sur pro.waterpik.com (en anglais seulement) pour profiter de prix exclusifs pour les dentistes sur les hydropulseurs Waterpik^{MD} et Sonic-Fusion^{MD} de Waterpik^{MD}, ainsi que pour commander des brochures éducatives pour les patients.



Guide de distribution pour les professionnels

La distribution des hydropulseurs Waterpik^{MD} est un excellent moyen de mettre rapidement un produit efficace entre les mains de vos patients et de les amener à avoir des gencives et des dents plus saines! Que vous envisagiez de vendre un produit ou de l'inclure dans un plan de traitement, Waterpik^{MD} offre plusieurs ressources pour vous aider à réussir.

Visitez le waterpik.ca/fr pour consulter le guide de distribution.

waterpik®
waterflosser®

Ça marche parce qu'ils l'utilisent.



(Et parce que vraiment, c'est efficace.)

Étayé par plus de 70 projets de recherche et études cliniques, l'hydropropulseur Waterpik® est un complément efficace aux habitudes d'hygiène bucco-dentaire de vos patients.

Waterpik® était jusqu'à
2 x plus efficace que la soie dentaire pour diminuer les saignements des gencives¹.

Waterpik® était jusqu'à
50 % plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives².

Waterpik® a éliminé jusqu'à
99,9 % de la plaque sur les zones traitées³.

Inscrivez-vous au programme Avantages de Waterpik®!

- ✓ Résumés de recherche et données cliniques
- ✓ Nouvelles sur les produits et échantillons
- ✓ Ressources informatives pour les professionnels
- ✓ Documents d'information et coupons destinés aux patients
- ✓ Offres exclusives

Inscrivez-vous au programme Avantages de Waterpik® au waterpik.ca/inscription.

1. Rosema NAM, et al. The effect of different interdental cleaning devices on gingival bleeding. *J Int Acad Periodontol.* 2011;13(1):2-10. 2. Barnes CM, et al. Comparison of irrigation to floss as an adjunct to toothbrushing: effect on bleeding, gingivitis and supragingival plaque. *J Clin Dent.* 2005;16(3):71-77. 3. Gorur A, et al. Biofilm removal with a dental water jet. *Compend Contin Educ Dent.* 2009;30(Suppl 1):1-6.

waterpik®
PROGRAMME
AVANTAGES



L'ADC a validé les bienfaits suivants :

- L'hydropropulseur Waterpik® était jusqu'à 50 % plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives².
- L'hydropropulseur Waterpik® éliminait jusqu'à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées³.

waterpik®

Série professionnelle

En vente dans les cabinets dentaires et en ligne



Sonic-Fusion^{MD} 2.0



Aquarius^{MD}
Professionnel



Blanchissant
Professionnel



Sans Fil
Advanced



Sidekick^{MD}

waterpik®

Série de détail

En vente dans les magasins de détail



Sonic-Fusion^{MD} 2.0



Ultra



Soins complets 5.0
soniques



Blanchissant



Sans Fil Plus



Nano


Bienfaits pour la santé du nettoyage interdentaire à l'eau

Il a été prouvé cliniquement que les hydropulseurs WaterpikMD améliorent la santé des gencives et éliminent la plaque et les bactéries des espaces difficiles à atteindre.



Bienfaits buccodentaires validés par le ADC:

- L'hydropulseur WaterpikMD éliminait jusqu'à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à 50 % plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à deux fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur WaterpikMD était jusqu'à trois fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.



ÉLIMINATION EFFICACE DE LA PLAQUE

Éliminent jusqu'à **99,9 %** de la plaque sur les zones traitées¹.




GENCIVES PLUS SAINES

Réduisent jusqu'à **93 %** des saignements en 4 semaines¹.



SÛRETÉ ÉPROUVÉE

Les hydropulseurs Waterpik^{MD} sont sûrs selon les études cliniques menées depuis plus de 50 ans¹.



NETTOYAGE SUPÉRIEUR AUTOUR DES BROCHES

Jusqu'à **3X** plus efficaces que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches¹.



ESSENTIELS POUR LES IMPLANTS

Jusqu'à **2x** plus efficaces que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants¹.



RÉDUCTION DES BACTÉRIES SOUS-GINGIVALES

Améliorent la microflore et réduisent le nombre de bactéries pathogènes dans les poches jusqu'à 6 mm de profondeur¹.



EMBOUT POUR PROTHÈSES IMPLANTO-PORTÉES

Spécialement conçu pour atteindre les zones qui sont situées sous le prothèses implanto-portées et autour de celles-ci afin d'éliminer bactéries et débris.

¹Étude clinique indépendante Visitez le site waterpik.ca/fr pour obtenir de plus amples détails.

Points saillants de la recherche clinique

Toutes les études de recherche clinique de Water Pik, Inc. sont réalisées par des établissements universitaires et des centres de recherche indépendants et sont publiées dans des revues à comité de lecture. De récentes recherches ont démontré que les hydropulseurs WaterpikMD sont plus efficaces que la soie dentaire pour éliminer la plaque et réduire la gingivite et les saignements gingivaux.

SONIC-FUSION^{MD}


Sonic-Fusion^{MD} de Waterpik^{MD} : jusqu'à 2X plus efficace qu'un brossage et un nettoyage interdentaire ordinaires pour éliminer la plaque et améliorer la santé des gencives.

Comparaison d'une nouvelle brosse à dents sonique au brossage et au nettoyage interdentaire ordinaires pour traiter les signes cliniques de l'inflammation : essai clinique à répartition aléatoire


(Comparison of a novel sonic toothbrush to standard brushing and flossing on clinical signs of inflammation: A randomized clinical trial)

Goyal CR, Qaqish, JG, Schuller R, Lyle D. Compend Contin Educ Dent. 2018;39(suppl. 2):14-22.2018;39(suppl 2):14-22.


Réduction de la plaque*



Réduction des saignements gingivaux*



Gingival Inflammation Reduction*



*Résultats pour l'ensemble de la bouche
Statistiquement significatif, p < 0,001

SONIC-FUSION^{MD}


Sonic-Fusion^{MD} de Waterpik^{MD} :
considérablement plus
efficace que la brosse S
onicare[®] DiamondClean pour
éliminer la plaque et améliorer
la santé des gencives.

Comparaison directe d'une nouvelle brosse à
dents sonique à une brosse à dents sonique
traditionnelle pour traiter les signes cliniques
de l'inflammation : essai clinique à répartition
aléatoire


(Direct comparison of a novel sonic toothbrush
to a traditional sonic brush on clinical signs of
inflammation: A randomized clinical trial)

Goyal CR, Qaqish, JG, Schuller R, Lyle D. Compend Contin Educ Dent.
2018;39(suppl. 2):14-22.


Réduction des saignements gingivaux*



Réduction de l'inflammation des gencives*



Réduction de la plaque*



*Résultats pour l'ensemble de la bouche
Statistiquement significatif, $p < 0,001$.

HYDROPULSEURS


Les hydropulseurs Waterpik^{MD} augmentent considérablement les bienfaits pour la santé bucco-dentaire par rapport à une brosse à dents électrique oscillante haut de gamme.

Efficacité de l'utilisation d'un hydropulseur en plus d'une brosse à dents électrique pour traiter les signes cliniques de l'inflammation : essai contrôlé de 4 semaines avec répartition aléatoire


(Efficacy of the Use of a Water Flosser in Addition to an Electric Toothbrush on Clinical Signs of Inflammation: 4-Week Randomized Controlled Trial)

Goyal CR, Qaqish JG, Schuller R, Lyle DM. Revue 2019; Compend Contin Ed Dent 2020, 41(3) : mars 2020, volume 41, numéro 1.


Réduction des saignements gingivaux*



Gingival Inflammation Reduction*



Plaque Reduction*




BLANCHISSANT

Hydropulseur blanchissant Waterpik^{MD} : élimination accrue des taches par rapport au brossage seul.

Évaluation du blanchiment des dents par un dentifrice liquide appliqué à l'aide de l'hydropulseur blanchissant Waterpik[®]

(Evaluation of Tooth Whitening using a Liquid Dentifrice Delivered by the Waterpik[®] Whitening Water Flosser)

Milliman JL, Milleman KR, Battershell K, Lyle DM. Étude menée au laboratoire Salus Research, Fort Wayne, IN. 2014.



Avant.




Après 2 semaines d'utilisation de l'hydropulseur Waterpik^{MD} avec un dentifrice liquide.

HYDROPULSEURS

Les hydropulseurs Waterpik^{MD} éliminent 99,9 % du biofilm après un traitement de 3 secondes.

Élimination du biofilm à l'aide d'un hydropulseur
(Biofilm Removal with a Dental Water Jet)

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl. 1):1-6. Étude menée à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Californie du Sud, Centre de recherche sur les biofilms de l'UCS, Los Angeles, Californie.




Hydropulseurs Waterpik^{MD} : considérablement plus efficaces que la soie dentaire pour éliminer la plaque.

Évaluation de l'efficacité de l'hydropulseur pour éliminer la plaque chez des adultes après une seule utilisation, comparativement à la soie dentaire

(Evaluation of the Plaque Removal Efficacy of a Water Flosser Compared to String Floss in Adults After a Single Use)

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2013; 24(2):37-42. Étude menée au laboratoire BioSci Research Canada, Ltée3.



* Différence statistiquement significative, $p < 0,001$

HYDROPULSEURS


Hydropulseurs Waterpik^{MD} : jusqu'à deux fois plus efficaces que la soie dentaire pour réduire les saignements gingivaux.

Effet de différents appareils de nettoyage interdentaire sur le saignement gingival

(The Effect of Different Interdental Cleaning Devices on Gingival Bleeding)

Rosema NAM, et al. J Int Acad Periodontol 2011; 13(1):2-10. Étude menée au Centre d'études en dentisterie de l'Université d'Amsterdam, Amsterdam.

Réduction des saignements gingivaux*
Résultats après 14 jours



* Différence statistiquement significative, $p < 0,05$


Hydropulseurs Waterpik^{MD} : jusqu'à 50 % plus efficaces que la soie dentaire pour réduire la gingivite

Comparaison de l'irrigation à la soie dentaire à titre de complément au brossage de dents : effets sur les saignements, la gingivite et la plaque sus gingivale

(Comparison of Irrigation to Floss as an Adjunct to Toothbrushing: Effect on Bleeding, Gingivitis and Supragingival Plaque)

Barnes CM, Russell CM, Reinhardt RA et al. J Clin Dent, 2005; 16(3): 71-77. Étude menée au Collège de dentisterie du Centre médical de l'Université du Nebraska, Lincoln, Nebraska.

Réduction de l'inflammation des gencives – Zone linguale



*Différence statistiquement significative, $p = 0,045$

HYDROPULSEURS


Hydropulseurs Waterpik^{MD} : considérablement plus efficaces que les brosses interdentaires pour améliorer la santé des gencives.

Comparaison de l'hydropulseur et les brosses interdentaires quant à la réduction du saignement gingival et de la plaque : étude pilote contrôlée avec répartition aléatoire

(Comparison of Water Flosser and Interdental Brush on Reduction of Gingival Bleeding and Plaque: A Randomized Controlled Pilot Study)

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2016; 27:61-65.

Réduction des saignements gingivaux



Ensemble de la bouche

* Différence statistiquement significative, $p < 0,001$


Hydropulseurs Waterpik^{MD} : jusqu'à 80 % plus efficaces 60 que le Sonicare[®] AirFloss 45 pour réduire la gingivite.

Comparaison de deux appareils de nettoyage interdentaire électriques quant à la réduction de la gingivite

(Comparison of Two Power Interdental Cleaning Devices on the Reduction of Gingivitis)

Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. J Clin Dent 2012; 23(1): 22-26. Étude menée au laboratoire BioSci Research Canada, Ltée, Mississauga, Ontario, Canada.

Réduction de la gingivite



* Différence statistiquement significative, $p < 0,001$

■ Hydropulseur ■ Air Floss

HYDROPULSEURS

Hydropulseurs Waterpik^{MD} : jusqu'à 3 fois plus efficaces que la soie dentaire pour les patients qui portent un appareil orthodontique.

Effet de l'hydropulseur avec embout orthodontique sur la plaque et les saignements chez des adolescents portant un appareil orthodontique fixe

(The Effect of a Dental Water Jet with Orthodontic Tip on Plaque and Bleeding in Adolescent Orthodontic Patients with Fixed Orthodontic Appliances)



Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG et al. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133(4): 565-571. Étude menée au laboratoire BioSci Research Canada, Ltée, Mississauga, Ontario, Canada.

Hydropulseurs Waterpik^{MD} : jusqu'à 2 fois plus efficaces que la soie dentaire pour les patients qui portent un implant.

Comparaison de l'effet de deux dispositifs de nettoyage interdentaire pour réduire les saignements autour des implants dentaires : étude clinique de 30 jours avec répartition aléatoire







(Comparison of the Effect of Two Interdental Cleaning Devices Around Implants on the Reduction of Bleeding: A 30-day Randomized Clinical Trial)

Magnuson B, Harsono M, Stark PC, et al. Compend Contin Ed Dent 2013; 34(Numéro spécial 8):2-7. Étude menée à la faculté de médecine dentaire de l'Université Tufts, Boston, Massachusetts.



GUIDE DE SÉLECTION D'UN EMBOUT D'HYDROPULSEUR

QUEL EST LE BON EMBOUT POUR VOTRE PATIENT?

Embout classique 	<ul style="list-style-type: none"> - Usage général 	Pour un nettoyage interdentaire simple et efficace!
Embout orthodontique 	<ul style="list-style-type: none"> - Appareils orthodontiques - Usage général 	Spécialement conçu pour atteindre les zones sous les fils et autour des supports pour éliminer la plaque.
Embout Plaque Seeker® 	<ul style="list-style-type: none"> - Implants - Ponts - Appareils de rétention - Usage général 	Élimine les bactéries et les débris des zones difficiles à atteindre autour des implants dentaires.
Embout Pik Pocket® 	<ul style="list-style-type: none"> - Poches parodontales - Furcations 	Applique délicatement les médicaments et rince profondément sous les gencives.
Embout nettoie-langue 	<ul style="list-style-type: none"> - Haleine plus fraîche 	Élimine les bactéries et les composés sulfurés qui résident sur la langue et causent la mauvaise haleine.
Embout pour prothèses implantato-portées 	<ul style="list-style-type: none"> - Prothèses implantato-portées 	Spécialement conçu pour atteindre les zones qui sont situées sous les prothèses implantato-portées et autour de celles-ci afin d'éliminer bactéries et débris.

Étui de rangement pour embouts

Cet étui de rangement pratique contient 6 embouts d'hydropulseur Waterpik^{MD}, dont nos embouts à usage général les plus populaires.

Contenu de l'étui complet :

- 2 embouts classiques
- 2 embouts Plaque Seeker®
- 2 embouts orthodontiques



MATÉRIEL DE SOUTIEN

Cliquez ici pour consulter les ressources pour les cabinets.

Water Pik, Inc. – Pour soutenir vos patients et améliorer le bénéfice net de votre pratique.

Nous offrons des cours de formation continue gratuits pour votre personnel et vous, ainsi que du matériel éducatif gratuit pour vos patients. Nos prix exclusifs et programmes de remise sur quantité pour les dentistes rentabilisent grandement la distribution des hydropulseurs Waterpik^{MD} au sein des cabinets dentaires.

Matériel de soutien gratuit pour les cabinets :

- Brochures éducatives pour les patients et porte-brochures
- Vidéos éducatives pour les patients et les professionnels (en ligne)
- Résumés des études de recherche clinique

Cours d'autoformation continue avec crédits

(Offerts sur waterpik.ca/fr)

- **L'hydropulseur** : votre outil pour une santé bucco-dentaire optimale
- **Sonic-Fusion^{MD}** : pour changer la donne dans les soins interdentaires
- **Traitement parodontal fondé sur les risques** : une perspective pour le 21^e siècle
- **Le nettoyage interdentaire démystifié** : les données probantes sur le nettoyage interdentaire
- **Vapotage, nicotine et tabac** : nouvelles tendances, nouvelles préoccupations

Bulletin en ligne pour les dentistes


- Abonnez-vous sur le site <https://www.waterpik.ca/fr/sante-bucco-dentaire/pro/>.

Prix exclusifs et remises sur quantité pour les dentistes

- Communiquez avec nous au **1-800-525-2020** pour en savoir plus sur nos prix exclusifs pour les dentistes (Canada : 888-226-3042).

Programme de dîners-conférences de Waterpik^{MD}

Water Pik, Inc. offre des programmes de dîners-conférences pour votre cabinet par l'entremise de notre réseau de formateurs professionnels. Pour faire une demande de dîner-conférence à votre cabinet, visitez le site waterpik.ca/fr



Waterpik®



PRODUITS À PROPHYLAXIE

Pâte à prophylaxie Soft Shine® de Waterpik^{MD} Nettoie et polit en une étape

Nul besoin de changer de pâte entre les restaurations et les dents naturelles. Il a été prouvé que les particules microfines de saphir blanc Soft Shine® éliminent les taches et les fines égratignures sans endommager les surfaces. Sûre et efficace sur les restaurations et les dents naturelles.

Pot de 100 cupules

20008940 Grain ultrafin, à saveur de menthe



Détartreur flexible Proflex Densco®

Conçu pour détartrer et éliminer les taches efficacement, le détartreur flexible Proflex Densco® est fait d'acier inoxydable et est muni de bords de détartrage microscopiques intégrés à chacune des bandes. Un outil indispensable pour le nettoyage des espaces interproximaux.

085000-000 Rouleau de 3 pieds



ANGLES À PROPHYLAXIE JETABLES.

waterpik® Gel-Grip® Angles à prophylaxie jetable

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de Waterpik® avec cupule vert dynamo sans latex

La cupule faite de nervures hélicoïdales inversées uniques est conçue pour réduire les éclaboussures et éliminer efficacement les taches. La cupule souple facilite le nettoyage des contours et maximise le confort du patient.

20018274 Cupule souple à prophylaxie verte sans latex 200 angles

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de Waterpik® avec cupule en caoutchouc naturel

Cupule nervurée et réticulée conçue pour éliminer les taches et réduire les éclaboussures. Offert avec cupule souple bleue pour nettoyer facilement les contours et assurer le confort du patient ou avec cupule ferme jaune pour les taches plus tenaces.

20018272 Cupule souple à prophylaxie bleue 200 angles

20018273 Cupule ferme à prophylaxie jaune 200 angles

Angles à prophylaxie Gel-Grip® de Waterpik® avec brosse conique

Votre meilleur choix pour éliminer les taches tenaces des surfaces occlusales et des espaces interproximaux difficiles à atteindre.

20018276 Brosse conique 100 angles



waterpik® Densco® Angles à prophylaxie jetable

018125-100	Cupule souple à prophylaxie verte sans latex	125 angles
018125-01M	Cupule souple à prophylaxie verte sans latex	1 000 angles
018100-100	Cupule souple à prophylaxie bleue en caoutchouc naturel	125 angles
018100-01M	Cupule souple à prophylaxie bleue en caoutchouc naturel	1 000 angles
018150-100	Cupule ferme à prophylaxie jaune en caoutchouc naturel	125 angles
018150-01M	Cupule ferme à prophylaxie jaune en caoutchouc naturel	1 000 angles
20005474	Combinaison cupule-brosse sans latex	125 angles
20005475	Combinaison cupule-brosse sans latex	1 000 angles
018175-100	Brosse conique	100 angles



CUPULES À PROPHYLAXIE



Cupules à prophylaxie Densco®

L'ensemble de notre gamme de brosses et de cupules à prophylaxie réduit au minimum les éclaboussures et s'adapte à la plupart des angles à prophylaxie. Les cupules à prophylaxie Densco® souples bleues, fermes jaunes, médiums blanches et vert dynamo sans latex comportent des nervures hélicoïdales inversées conçues pour réduire les éclaboussures.



Cupules à prophylaxie à monture vissée



- 085112-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures seulement, 144 cupules
- 085132-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085132-01M Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules
- 085133-144 Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085133-01M Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules
- 085321-144 Caoutchouc médium blanc avec réticules, 144 cupules
- 085321-01M Caoutchouc médium blanc avec réticules, 1 000 cupules



Cupules à prophylaxie à monture vissée vert dynamo sans latex

- 085148-144 Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 144 cupules
- 085148-01M Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 1 000 cupules




Cupules à prophylaxie encliquetables

- 085032-144 Caoutchouc souple bleu avec nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085032-01M Caoutchouc souple bleu avec nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules
- 085033-144 Caoutchouc ferme jaune avec nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085021-144 Caoutchouc médium blanc avec réticules, 144 cupules



Cupules à prophylaxie encliquetables vert dynamo sans latex

- 085048-144 Caoutchouc souple vert pâle avec nervures hélicoïdales inversées, 144 cupules



Cupules à prophylaxie à angle droit (bec)

- 085212-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures seulement, 144 cupules
- 085232-144 Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085232-01M Caoutchouc souple bleu avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules
- 085233-144 Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 144 cupules
- 085233-01M Caoutchouc ferme jaune avec collerette, nervures et réticules encastrés, 1 000 cupules


Brosse à prophylaxie Densco®

Les brosses à prophylaxie Densco® sont efficaces pour éliminer les taches et nettoyer les fissures et les cavités occlusales, autour des appareils orthodontiques et dans les espaces interproximaux difficiles à atteindre.



Brosse à prophylaxie à monture vissée

- 085177-036 Brosse conique, 36 brosses



Brosse à prophylaxie en nylon encliquetable


- 085077-036 Brosse conique, 36 brosses

Bandes matrices «extra-douces» originales Tofflemire®

La bande micromince «extra-douce» de 0,001 po d'épaisseur est plus flexible que les bandes plus épaisses. Il est recommandé de l'utiliser avec les composites postérieurs pour créer un contact interproximal ajusté. Elle permet de créer un contour de restauration idéal sans se briser ou se déformer.

Emballages de 36 bandes


- 34603-6 No 1 Bande universelle pour adultes de 0,001 po (0,025 mm)
- 34604-4 No 2 Bande large MOD pour adultes de 0,001 po (0,025 mm)
- 34605-2 No 13 Bande universelle pour enfants de 0,001 po (0,025 mm)



Les plus minces		
Microminces	0,001 po	0,025 mm
Minces		
Ultraminces	0,0015 po	0,0375 mm
Les plus épaisses		
Ordinaires	0,002 po	0,05 mm

Bandes matrices originales Tofflemire®

Cette bande en acier inoxydable chirurgical est soigneusement estampée afin de lui conférer des bords uniformément lisses (sans bavures) pour assurer le confort de vos patients et réduire le risque de trauma gingival. Offerte en divers formats et contours, de 0,002 et 0,0015 po d'épaisseur.



N° 1 Bande universelle pour adultes

- 34577-0 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
- 062001-000 0,002 po (0,05 mm), 144 bandes
- 34578-9 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes
- 062002-000 0,0015 po (0,0375 mm), 144 bandes
- 061032-000 0,0015 po (0,0375 mm), 1 000 bandes

N° 2 Bande large MOD pour adultes

- 34579-7 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
- 34580-0 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes

N° 3 Bande étroite MOD pour adultes

- 34582-6 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes

N° 13 Bande universelle pour enfants

- 34584-2 0,002 po (0,05 mm), 36 bandes
- 34585-0 0,0015 po (0,0375 mm), 36 bandes
- 062010-000 0,0015 po (0,0375 mm), 144 bandes


Bandes matrices de contour Getz® («bandes Dixieland»)

Les bandes matrices profilées Getz® créent des contacts anatomiquement profilés avec un minimum de brunissage pour des contacts interproximaux optimalement ajustés. Elles sont faites d'acier inoxydable à haute résistance qui ne fendra pas sous pression. Elles sont offertes avec une épaisseur ordinaire de 0,002 po ou ultramine de 0,0015 po.

Emballages de 50 bandes

- 061081-000 0,002 po – Ordinaires (0,05 mm)
- 061080-000 0,0015 po – Ultraminces (0,0375 mm)





waterpik® Wizard Wedges®

Expansion et stabilité accrues par rapport aux coins en plastique

- Spécialement fabriqués à partir de bois de bouleau
- Meilleure expansion pour une restauration, une séparation de la dent et une stabilité de la matrice supérieures
- Adaptation optimale à la matrice le long du rebord cervical
- Idéaux pour les systèmes matrices sectionnels et Tofflemire®

Coins de matrice anatomique en bois Wizard Wedges®

Ces coins de forme anatomique en bois de bouleau sont munis d'un contour multiplan exclusif qui s'ancre fermement aux dents avoisinantes pour maintenir la matrice en place. Offerts en quatre formats.



Sas de 100
061315-000 Assortiment de formats

Boîte de 400
061306-000 Petits (naturels)
061307-000 Moyens (jaunes)
061308-000 Grands (mauves)
061309-000 Très grands (rouges)
061310-000 Assortiment de formats

Coins de matrice en bois Wizard Wedges®

Ces coins éprouvés permettent de mieux accéder aux systèmes matrices et de les maintenir en place de façon stable durant vos procédures de restauration critiques. Spécialement fabriqués à partir de bois de bouleau pour mieux séparer la dent et faciliter le repositionnement de la dent après le retrait. Offerts en quatre formats.

Emballage de 100
061205-000 Assortiment de formats

Boîte de 500
061211-000 Petits
061212-000 Grands
061213-000 Slim Jims
061214-000 Base large
061215-000 Assortiment de formats



Ancrages originaux Tofflemire® II

Les mécanismes de verrouillage sécuritaire et de libération instantanée permettent de serrer et de desserrer les ancrages originaux Tofflemire® avec précision et sans effort. La surface épurée et lisse est exempte de bavures et de bords coupants qui peuvent causer des traumatismes gingivaux. Ils sont faciles à insérer et à ajuster et conviennent à toutes les largeurs de bandes. Ils permettent de rogner avec précision les bandes plus larges afin de répondre à des besoins anatomiques particuliers. Le modèle Contre-angle peut être utilisé en zones buccale et linguale. Entièrement autoclavables.

Emballage de 1
20016453 Universal
20016455 Contre-angle

PORTE-EMPREINTES

Porte-empreintes Tra-Tens®

Avec une conception polyvalente éprouvée au fil du temps qui produit des empreintes extrêmement précises, les porte-empreintes Tra-Tens® sont entièrement perforés pour maximiser la rétention mécanique. Offerts en neuf formats.



Emballages de 12


- 13451-000 N° 1 Petit haut
- 13452-000 N° 2 Moyen haut
- 13453-000 N° 3 Grand haut
- 13454-000 N° 4 Petit bas
- 13455-000 N° 5 Moyen bas
- 13456-000 N° 6 Grand bas
- 13457-000 N° 7 Antérieur
- 13458-000 N° 8 Bilatéral – Supérieur gauche, inférieur droit
- 13459-000 N° 9 Bilatéral – Supérieur droit, inférieur gauche

Porte-empreintes Master Tray®

Munis d'une section transversale renforcée, les porte-empreintes Master Tray® jetables sont tout aussi performants que ceux en métal pour vos procédures d'installation d'implants, de ponts et de couronnes les plus critiques. Le rebord de maintien périphérique facilite la rétention. Les porte-empreintes Master Tray® sont faciles à ajuster et à rogner. Offerts en neuf formats.

Emballages de 12

- 011211-000 N° 1 Grand haut
- 011212-000 N° 2 Grand bas
- 011213-000 N° 3 Moyen haut
- 011214-000 N° 4 Moyen bas
- 011215-000 N° 5 Petit haut
- 011216-000 N° 6 Petit bas
- 011217-000 N° 7 Partiel – Supérieur gauche, inférieur droit
- 011218-000 N° 8 Partiel – Supérieur droit, inférieur gauche
- 011219-000 N° 9 Antérieur



Porte-empreintes à double arc Sani-Trays®

Faits de mailles minces et solides qui n'interféreront pas avec l'occlusion. Modèles antérieur, postérieur, postérieur sans rebord et quadrant offerts.

- (A) 20000537 Antérieur, boîte de 35
- (B) 20000538 Postérieur, boîte de 50
- (C) 20000540 Postérieur sans rebord, boîte de 50
- (D) 20000539 Quadrant, boîte de 35

Porte-empreintes Sani-Trays®

Chefs de file de l'industrie, les porte-empreintes Sani-Trays® garnis d'alginate produisent des empreintes précises de couronnes, de ponts et de zones édentées. Les porte-empreintes Sani-Trays® sont dotés de parois très épaisses pour réduire au minimum la déformation, même au cours de procédures complexes. Ils sont faciles à ajuster et à rogner. Offerts en 15 formats.

Emballages de 12

011511-012	No 1 Grand haut, perforé
011512-012	No 2 Grand bas, perforé
011513-012	No 3 Moyen haut, perforé
011514-012	No 4 Moyen bas, perforé
011515-012	No 5 Petit haut, perforé
011516-012	No 6 Petit bas, perforé
011517-012	No 7 Partiel – Supérieur gauche, inférieur droit, non perforé
011518-012	No 8 Partiel – Supérieur droit, inférieur gauche, non perforé
011519-012	No 9 Antérieur, non perforé
011521-012	No 11 Grand haut, non perforé
011522-012	No 12 Grand bas, non perforé
011523-012	No 13 Moyen haut, non perforé
011524-012	No 14 Moyen bas, non perforé
011525-012	No 15 Petit haut, non perforé
011526-012	No 16 Petit bas, non perforé



MATÉRIAUX À EMPREINTES



Matériau à empreintes à base d'alginate Key-To

Choix polyvalent, l'alginate Key-To® est offert en différents types de consistances et de prises pour la production d'empreintes uniformes. Il se mélange rapidement, ce qui facilite sa manipulation et accélère le nettoyage. Il se retire facilement des zones de contre-dépouille et des bandes sans se déchirer ou se déformer. Chaque pot comprend une cuillère pour la poudre et un flacon pour l'eau. Offert en préparations à prise normale ou rapide.

Saveur de menthe verte.

Caisse de 10 pots de 1 lb (454 g)

013111-000	Consistance ordinaire-Prise normale
013112-000	Consistance épaisse-Prise rapide
013113-000	Consistance ordinaire-Prise rapide

Fût de 25 lb (11,34 kg)

013126-000	Consistance épaisse-Prise rapide
------------	----------------------------------

Alginate Kalginate^{MC}

L'alginate Kalginate^{MC} est un matériau à empreintes à consistance plus épaisse spécialement conçu pour la production d'empreintes de qualité supérieure exemptes d'espaces vides avec un minimum de bulles. Offert en préparations à prise normale ou rapide, chaque pot comprend une cuillère pour la poudre et un flacon pour l'eau. Saveur de cannelle.

Caisse de 10 pots de 1 lb (454 g)

015021-000	Prise normale
015023-000	Prise rapide



Pâte à empreintes standard à base d'eugéno1 et d'oxyde de zinc Opotow®

Conçue pour être utilisée lors de la prise d'empreintes complètes de prothèses dentaires dans un porte-empreintes sur mesure ou comme technique d'empreinte du double mélange. Bleu; type I, consistance épaisse.

012200-000 L'emballage contient un tube de durcisseur «A» de 2,8 oz (80 g), un tube de base «B» de 5,1 oz (145 g), une plaque de mélange et des clés pour l'ouverture des tubes



Pâte corrective à empreintes à base d'eugéno1 et d'oxyde de zinc Krex®

Cette pâte à empreintes à base d'eugéno1 et d'oxyde de zinc peut être utilisée lors de la prise d'empreintes complètes de prothèses dentaires dans un porte-empreintes sur mesure ou comme technique d'empreinte du double mélange. Type II, consistance moyenne.

015100-000 L'emballage contient un tube de durcisseur «A» de 2,8 oz (80 g), un tube de base «B» de 2,3 oz (65 g), une plaque de mélange et des clés pour l'ouverture des tubes

015101-000 L'emballage économique contient un tube de durcisseur «A» de 4,9 oz (139 g), un tube de base «B» de 4,1 oz (116 g), une plaque de mélange et des clés pour l'ouverture des tubes

Adhésif pour porte-empreintes Hold^{MC}

Offert en liquide ou en aérosol. Utilisation non recommandée avec les élastomères à empreintes.

011460-000 Bouteilles de 0,5 oz (14 mL), emballage de deux
 011462-000 Bouteilles de 4 oz (118 mL), emballage de deux
 011461-000 Contenant aérosol de 2,7 oz (80 mL)



COURONNES ET PONTS

Matériau pour reconstitution coronaire à noyau bleu Getz®

Le matériau composite bleu à faux moignon Getz® composé de petites particules radio-opaques photopolymérisables se polymérise à une profondeur de 6 mm en 30 secondes.

041418-000 Matériau bleu à faux moignon,
une seringue de 5 g



ACCESSOIRES



Accessoire composite Getz®

Brosses de remplacement pour le mélange et l'application de matériaux de restauration.

Emballage de 100
041465-000 Brosses jetables



Tubes Jiffy

Offerts en modèles droits et courbés, les tubes Jiffy facilitent le positionnement des ciments, des matériaux de remplissage et des médicaments dans les zones difficiles à atteindre.


Boîte de 30
051001-000 Tubes droits
051002-000 Tubes courbés

INSTRUMENTS

Condensateur d'amalgame Densco® Condensaire®

Le condensateur d'amalgame Condensaire® autoclavable est un moyen sûr et efficace de condenser automatiquement un amalgame. Il est facile à installer et à utiliser et sans danger, en plus d'être compatible avec tous les raccords de pièces à main à quatre trous standard. Ne nécessite aucun entretien de routine ni nettoyage particulier.

- 083117-000 Trousse complète : instrument avec raccord à quatre trous (comprend : embout rond moyen, embout rond large, embout rond en caoutchouc et porte-embouts)
- 083111-000 Instrument seulement avec raccord à quatre trous



Porte-embouts vendu séparément

Accessoires pour condensateur Densco® Condensaire®

Embouts

- 000809-000 Petit rond (1,14 mm)
- 000810-000 Moyen rond (1,52 mm)*
- 000811-000 Large rond (2,16 mm)*
- 000812-000 Rond en caoutchouc (4,75 mm)*
- 000833-000 Embout en caoutchouc de remplacement, rond
- 000845-000 Embout en caoutchouc de remplacement, pointu
- 000829-000 Porte-embouts*

* Compris dans la trousse complète (083117-000)

Water Pik, Inc. a subsidiary
of Church & Dwight Co., Inc.
1730 E. Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001

waterpik.ca/fr

Service à la clientèle de Water Pik pour les professionnels :

1-800-525-2020

Au Canada, appelez au 1-888-226-3042.



Sonicare®, Oral-B® et Wizard Wedges® ne sont pas des marques
de commerce de Water Pik, Inc.

PN 20010232-CATFR

FN 20010232-CATFR

© 2021 Water Pik, Inc.



waterpik®