

Remise postale de 15 \$ à l'achat d'une brosse Sonic-Fusion^{MD} 2.0 de Waterpik^{MD}

Cette offre prend fin le 31 décembre 2022.

Valable sur les achats de brosses Sonic-Fusion^{MD} 2.0 de Waterpik^{MD} de plus de 149,99 \$.

Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.

Rendez-vous sur le site
waterpik.ca/remise
ou faites-nous parvenir ce qui suit :

1. Formulaire rempli

Nom _____

Adresse _____

Ville _____

Province _____ Code postal _____

N° de téléphone (____) _____

Adresse courriel _____

2. Reçu d'achat original. Entourez le produit Waterpik^{MD} acheté.

(Doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP (code à barres) de l'emballage.

(Doit être joint au formulaire.)



Envoyez toutes les pièces
demandées par la poste à :

Offre n° 329K1
Case postale 12329
Saint John (N.-B.) E2L 5E7

Les pièces demandées doivent être reçues au
plus tard le 31 janvier 2023.

Remise de 15 \$ CA sur la brosse Sonic-Fusion^{MD} 2.0 de Waterpik^{MD} : l'offre prend fin le 31 décembre 2022. Offre valable sur les modèles Sonic-Fusion^{MD} de Waterpik^{MD} de plus de 149,99 \$ CA au détail. Cette offre ne s'applique pas aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel dans un envoi postal, ou soumettez-les en ligne, à l'adresse www.waterpik.ca/remise. Joignez à votre envoi le reçu d'achat original, sur lequel vous aurez encrélé le produit Waterpik^{MD} acheté, ainsi que la date et le prix d'achat. Découpez le CUP (code à barres) de l'emballage. Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2023. Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d'autres offres. Offre valable du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2022. Valable pour les achats au détail et achats professionnels au Canada. Ne s'applique pas là où la loi l'interdit. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. Pour toute question, composez le 1-888-226-3042, ou rendez-vous sur le site www.waterpik.ca/remise.

waterpik^{MD}

Le
Sonic-Fusion^{MD} 2.0
sera offert dès août 2021



Informez-vous sur le Sonic-Fusion^{MD} 2.0
de Waterpik^{MD} auprès de votre
professionnel de la santé dentaire.



L'ADC a validé les bienfaits suivants :

- L'hydropulseur Waterpik^{MD} éliminait jusqu'à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 2 fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 2 fois plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants.
- L'hydropulseur Waterpik^{MD} était jusqu'à 3 fois plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches.

Pour en savoir plus et pour découvrir
où acheter ce produit, allez à :
waterpik.ca

Professionnels de la santé dentaire :
pour commander des brochures
supplémentaires, veuillez composer le
1-800-525-2020.

© 2021 Water Pik, Inc.

LA BROSSE À DENTS À JET D'EAU

waterpik^{MD}
sonic-fusion^{MD} 2.0



**BROSSEZ ET
NETTOYEZ EN
MÊME TEMPS!**

REMISE DE 15 \$




* Voir la page arrière pour les bienfaits validés
par l'Association dentaire canadienne (ADC).


waterpik^{MD} sonic-fusion^{MD} 2.0

PERFORMANCE AMÉLIORÉE


- Vitesse de l'embout jusqu'à 2 fois supérieure
- Nettoyage interdentaire à l'eau plus performant
- Fonctionnement plus silencieux



Une seule étape pour un nettoyage complet



1 étui de transport



2 têtes de brosse incluses
1 compacte
1 régulière



Des résultats éprouvés en clinique

LE NETTOYAGE INTERDENTAIRE ET LE BROSSAGE, RÉUNIS

La brosse Sonic-Fusion^{MD} 2.0 de Waterpik^{MD} combine la puissance d'une brosse à dents sonique et l'efficacité démontrée de l'hydropulseur Waterpik^{MD}.

La brosse Sonic-Fusion^{MD} 2.0 de Waterpik^{MD} passe en douceur du brossage au nettoyage interdentaire et élimine les bactéries et les débris nocifs incrustés entre les dents et sous les gencives qu'un brossage et un nettoyage interdentaire traditionnels ne peuvent pas atteindre.

ÉLIMINATION OPTIMALE DE LA PLAQUE¹

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque sur les zones traitées.
- Jusqu'à 2 fois plus efficace qu'un brossage et un nettoyage interdentaire réguliers pour éliminer la plaque².

Image de surface dentaire agrandie au microscope électronique



DES GENCIVES PLUS SAINES¹

- Jusqu'à 2 fois plus efficace qu'un brossage et un nettoyage interdentaire réguliers pour améliorer la santé des gencives².

Références :

1. Tiré d'études indépendantes. Rendez-vous à waterpik.ca pour en savoir plus.
2. Avec un brossage de deux minutes et un nettoyage interdentaire d'une minute.



* Voir la page arrière pour les bienfaits validés par l'Association dentaire canadienne (ADC).