

Un produit **Waterpik**^{MC} pour presque **tous** les patients



Offert en magasin
et sur Amazon.ca

AQUARIUS ^{MC} 	ADVANCED SANS FIL 	ULTRA
ION PROFESSIONNEL 	SONIC-FUSION ^{MD} 2.0 	PLUS SANS FIL
EXPRESS SANS FIL 	PEARL SANS FIL 	WHITENING

DES RÉSULTATS ÉPROUVÉS!

<p>JUSQU'À 99%</p> <p>L'hydropulseur Waterpik^{MC} éliminait jusqu'à 99% de la plaque sur les zones traitées*</p>	<p>JUSQU'À DEUX FOIS</p> <p>L'hydropulseur Waterpik^{MC} était jusqu'à deux fois plus efficace avec l'embout Plaque Seeker^{MC} que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants*</p>	<p>JUSQU'À TROIS FOIS</p> <p>L'hydropulseur Waterpik^{MC} était jusqu'à trois fois plus efficace avec l'embout orthodontique que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches*</p>
--	---	--

* Étude indépendante. Rendez-vous à waterpik.ca pour en savoir plus.

QUEL EMBOUT VOUS CONVIENT?		
Embout classique* 	- Usage général	Conçu comme l'embout standard pour une utilisation quotidienne!
Embout orthodontique† 	- Appareils orthodontiques - Usage général	Spécialement conçu pour atteindre les zones sous les fils et autour des supports.
Embout Plaque Seeker^{MC}+ 	- Implants - Ponts - Appareils de rétention - Usage général	Conçu pour éliminer la plaque dentaire autour de tous les types de soins dentaires et des zones difficiles d'accès.
Embout Pik Pocket^{MC}+ 	- Poches parodontales - Furcations	Conçu pour administrer de l'eau ou des solutions antibactériennes en profondeur dans les poches parodontales comme votre professionnel de la santé dentaire vous l'a prescrit.
Embout pour prothèses dentaires* 	- Prothèses sur implants	Spécialement conçu pour atteindre les zones qui sont situées sous les prothèses sur implants.
Embout de brosse à dents 	- Usage général†	Conçu pour vous permettre de vous brosser les dents manuellement et d'utiliser le nettoyage interdentaire en même temps.
Embout nettoie-langue 	- Haleine fraîche*	Racle et élimine en douceur les bactéries et les composés sulfurés qui résident sur la langue et causent la mauvaise haleine.

* À remplacer tous les 6 mois.
† À remplacer tous les 3 mois.

Découvrez
les avantages
de Waterpik^{MC}
au waterpik.ca



La marque

n°1
des
hydropulseurs
au Canada*

waterpik^{MC}

Pour un nettoyage interdentaire simple et efficace*

REMISE À L'INTÉRIEUR



* Comparativement à la soie dentaire et aux brosses interdentaires.
S'applique aux produits Waterpik^{MC} suivants : Aquarius, Ultra, Advanced sans fil et Advanced 2.0 sans fil, Express sans fil, ION et Enhance sans fil.

1. Selon les unités vendues; données internes. Water Pik Inc.

Le brossage seul ne suffit pas

Bien que la majorité des gens se brossent les dents, 7 Canadiens sur 10 présenteront une maladie des gencives à un moment de leur vie¹.

* L'ADC a validé les bienfaits suivants :



- JUSQU'À 99%** L'hydropulseur Waterpik^{MC} éliminait jusqu'à **99,9%** de la plaque sur les zones traitées[§].
- JUSQU'À DEUX FOIS** L'hydropulseur Waterpik^{MC} était jusqu'à **deux fois** plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives autour des implants[§].
- JUSQU'À 50%** L'hydropulseur Waterpik^{MC} était jusqu'à **50%** plus efficace que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives[§].
- JUSQU'À TROIS FOIS** L'hydropulseur Waterpik^{MC} était jusqu'à **trois fois** plus efficace que la soie dentaire pour éliminer la plaque autour des broches[§].

VOICI WATERPIK^{MC} ION : L'ALLIANCE PARFAITE DE LA COMMODITÉ ET DE LA PUISSANCE

Le premier modèle Waterpik^{MC} sans fil de comptoir.

Bouton d'alimentation avec indication de recharge par voyant à DEL

Système avancé de contrôle de la pression

30 % plus petit*



Rotation de l'embout à 360 degrés

Compatibilité avec la tension universelle

Support de poignée magnétique

Charge rapide de la pile en 4 heures (jusqu'à 4 semaines d'autonomie)

† Les modèles suivants de Waterpik^{MC} ont obtenu le sceau de l'ADC : Advanced sans fil, Freedom sans fil, Express sans fil, Plus sans fil, sans fil, Pearl sans fil, Ultra, Ultra Plus, Aquarius, Aquarius Professional, Complete Care, Sonic-Fusion, Whitening et Whitening Professional.

‡ Comparativement aux hydropulseurs avec fil.
§ Étude indépendante. Rendez-vous à waterpik.ca pour en savoir plus.

1. FAQ – Maladies de gencive [Internet]. Association dentaire canadienne; [consulté le 19 juillet 2024]. Disponible au : https://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/faqs/gum_diseases_faqs.asp.

REMISE DE

15 \$

Remise de 15 \$ sur certains produits Waterpik^{MC}

L'offre prend fin le 31 décembre 2025.

Offre valable sur tous les modèles d'hydropulseurs et d'appareils de soins complets Waterpik^{MC} de plus de 55 \$ au détail.

Cette offre ne s'applique pas aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer en lettres moulées votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.

Rendez-vous en ligne au site waterpik.ca/ remise ou envoyez les éléments suivants par la poste :

1. Formulaire rempli

Nom _____

Adresse domiciliaire _____

Ville _____

Province _____ Code postal _____

Téléphone (____) _____

Adresse courriel _____

2. Reçu d'achat original. Entourez le produit Waterpik^{MC} acheté. (Doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP (code à barres) de l'emballage. (Doit être joint au formulaire.)



4. Envoyez les pièces par la poste à :

#440K3

C. P. 12440, Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 5E7

Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2026.

Remise de 15 \$ CA sur certains produits Waterpik : L'offre prend fin le 31 décembre 2025.

Offre valable sur tous les modèles d'hydropulseurs et d'appareils de soins complets Waterpik de plus de 55 \$ CA au détail. Cette offre ne s'applique pas aux brosses à dents ou hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de remise, veuillez indiquer votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel dans un envoi postal, ou soumettez-les en ligne, à l'adresse www.waterpik.ca/ remise. Joignez à votre envoi le reçu d'achat original, sur lequel vous aurez encadré le produit Waterpik acheté, ainsi que la date et le prix d'achat. Découpez le CUP (code à barres) de l'emballage. Les pièces demandées doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2026. Limite de quatre remises par foyer. Ne peut être combinée à d'autres offres. Offre valable du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025. Valable pour les achats au détail et achats professionnels au Canada. Ne s'applique pas là où la loi l'interdit. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines pour la livraison. Pour toute question, composez le 1-888-226-3042 ou rendez-vous sur le site www.waterpik.ca/remise.

waterpik^{MC}